

Limpieza y desinfección de bidones

- ✗ Lavandina de 25 g Cl/L
- ✗ Agua potable fría
- ✗ Cepillo o hisopo
- ✗ Guantes


Importante: la lavandina a utilizar no debe ser aditivada (producto que contenga colorante y/o detergente y/o aromatizante y estabilizante).

Debe tener una etiqueta con la concentración e indicaciones de uso.

El envase debe ser apto para alimentos, no haber sido utilizado con productos químicos y poseer tapa. Debe utilizarse sólo para almacenamiento de agua.




1
Limpiar el exterior del bidón.




2
Limpiar el interior con agua y detergente utilizando un cepillo o hisopo (se puede usar alambre y esponja/trapo).



3
Vaciar y enjuagar con agua hasta que no queden restos de espuma en su interior.




4
Llenar con agua limpia y agregar **1 ml de lavandina c/ 1 L de agua.**




5
Tapar y dejar actuar **30 minutos.**



6
Vaciar, enjuagar llenando y vaciando con agua limpia.



7
Una vez limpio, **tapar** para evitar el ingreso de insectos u objetos.



No olvides limpiar la tapa con agua y detergente. **Enjuagar y desinfectar** con agua y lavandina.

Esta recomendación es para la limpieza y desinfección de envases en el hogar.
En caso de usar dispenser, recordar limpiarlo y desinfectarlo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Por consultas comunicarse

Alto Valle Este | 0298-4432484
Alto Valle Oeste | 0299-4775472
Valle Medio | 02946-442787

Zona Atlántica | 02920-425300
Zona Andina | 0294-4426118
Zona Línea Sur | 02940-492004



Ministerio de
Salud

